

ASSURER L'HYGIÈNE DES MAINS

DANS UN
ENDROIT CRITIQUE :
LA ZONE DE SOINS




La conformité à portée de mains :

- Élimine les obstacles afin d'intégrer l'hygiène des mains au processus de soins du patient
- Accroît l'application par le personnel des normes d'hygiène des mains des autorités de santé publique et de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)
- Diverses options de montage pour plus de souplesse dans le choix de l'emplacement dans la zone de soins du patient

L'OMS définit la zone de soins comme étant le point de rencontre de trois éléments¹ :

- Le patient
- Le travailleur de la santé
- Les soins impliquant un contact avec le patient ou son environnement

Grâce au distributeur en zone de soins, SC Johnson Professional™ facilite la désinfection des mains du personnel de la santé à chacun des quatre moments d'hygiène des mains avant, pendant et après les soins au patient. La conformité aux règles d'hygiène des mains est donc à la portée des employés.



Les quatre moments d'hygiène des mains, une adaptation de Santé publique Ontario des lignes directrices de l'OMS sur l'hygiène des mains dans le milieu de la santé.

Efficacité du processus clinique

Le distributeur en zone de soins, qui se fixe facilement au mur, au-dessus du lit ou sur la table de chevet, met le désinfectant pour les mains à base d'alcool à la portée du personnel soignant et permet une bonne hygiène des mains directement dans la zone de soins du patient sans interrompre le processus clinique.

Caractéristiques de sécurité pour le patient

La diversité des options de montage et les caractéristiques de verrouillage permettent d'installer le désinfectant pour les mains à base d'alcool en toute sécurité dans la zone de soins du patient tout en empêchant le mauvais usage, le vol ou le déplacement du produit.

Environnement sûr

Le flacon de 400 ml, plus petit, permet de créer plus de postes de désinfection et d'améliorer l'accès aux produits d'hygiène des mains, tout en respectant le code de prévention des incendies.



- 1 Socle de montage sur table — blanc (pour distributeur en zone de soins)
Code de stock 400ML-TMW
- 2 Socle de montage sur table — rouge (pour distributeur en zone de soins)
Code de stock 400ML-TMR
- 3 Distributeur en zone de soins — blanc
Code de stock 400WH-MBA
- 4 Distributeur en zone de soins — rouge
Code de stock 400RED-MBA
- 5 Support — rouge
Peut être fixé de quatre façons, y compris les supports de chevet et d'IV
Code de stock BRK400ML

- 6 **CONÇU POUR**
Le flacon de 400 ml de la mousse désinfectante pour les mains Microsan® Encore à 72 % d'alcool
Code de stock 804



1. World Alliance for Patient Safety. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care (Mai 2009). Genève, Suisse : Organisation mondiale de la Santé ; 2009. Offert en ligne à l'adresse : http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241597906_eng.pdf (en anglais seulement).