

**SANTÉ - EHPAD**



En moyenne,  
**1 patient sur 10**  
est affecté par  
les infections  
associées aux  
soins



**Stokoderm® Aqua PURE**

**PROTECTION avant-travail**

Crème de protection avant-travail  
sans parfum, ni colorant  
Eau | Détergents | Colorants | Acides dilués

Réf. SAQ1L (6 x 1L)  
Distributeur PRO1LDS  
Réf. SAQ100ML (12 tubes 100ml)



**Clear FOAM PURE**

**LAVAGE salissures courantes**

Mousse lavante douce,  
sans parfum, ni colorant  
Mains | Corps

Réf. CLR1L (6 x 1L)  
Distributeur RCP1LDSFR  
ou tous les dist. 1L SCJP



**Estesol® Hair & Body**

**LAVAGE salissures légères**

Gel douche &  
shampooing 2 en 1  
Corps | Cheveux

Réf. HAB1L (6 x 1L)  
Distributeurs SHW1LDS  
ou PRO00P



**OxyBAC® Extra**

**LAVAGE antimicrobien**

Mousse lavante  
désinfectante & dégraissante\*  
sans parfum, ni colorant  
Bactéries | Virus | Levures | Graisses  
**1 DOSE = 1 LAVAGE DÉSINFECTANT**

Réf. OXYE1LFR (6 x 1L)  
Distributeur ANT1LDS  
avec système à coude (option)



**InstantFOAM® Complete**

**DÉSINFECTION sans rinçage**

Mousse désinfectante hydroalcoolique\*  
sans parfum, ni colorant  
Bactéries | Virus | Levures | Mycobactéries  
**1 DOSE = 1 DÉSINFECTION EFFICACE**

Réf. IAX1L (6 x 1L) - Distributeurs SAN1LDS  
PRO00ST (STOP) avec système à coude (option)  
Réf. IAX400ML (12x400ml) compatible avec le support  
BRK400BLANC à suspendre, visser ou coller.



**Stokolan® Sensitive PURE**

**SOIN après-travail**

Crème régénérante  
sans parfum, ni colorant  
Peaux sèches | Peaux sensibles

Réf. SSP1L (6 x 1L)  
Distributeur RES1LDS  
Réf. SSP100ML (12 tubes 100ml)



**Formation & outils pédagogiques**

**Outils de sensibilisation aux bonnes pratiques**

- Protocoles d'utilisation
- Fiches essais produits
- Posters, stickers



- ✓ Lutter contre les infections nosocomiales
- ✓ Assurer la sécurité et le bien-être des patients & du personnel
- ✓ Former & sensibiliser le personnel aux bonnes pratiques

**Quels sont les avantages de notre offre d'hygiène cutanée ?**



**Sécurité & confort d'utilisation**

- Produits répondant aux normes européennes de référence les plus sûres
- Formules hypoallergéniques, testées sous contrôle dermatologique



**Hygiène optimale & observance**

- Insert Optidose > 1 dose = 1 lavage ou 1 désinfection efficace
- Produits favorisant le respect de l'observance requis en milieu médical



**Distributeurs avec capots transparents & pré-percés**

- Visibilité totale du niveau de produit
- Système à coude



**Tolérance cutanée**

Label de qualité  
décerné aux produits  
convenant aux peaux  
sensibles.



**Respect de l'environnement**

Produit certifié comme ayant  
un impact environnemental  
limité.



**Distributeurs protégés**

lons d'argent antimicrobiens,  
injectés dans les boutons  
poussoirs pour empêcher la  
prolifération microbienne.

ECOLABEL : Le produit est certifié pour avoir un impact environnemental réduit tout au long de son cycle de vie, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à sa production, son utilisation et son élimination. [www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu)  
ECARF : Le produit répond aux critères de tolérance cutanée de la Fondation européenne pour la recherche sur les allergies (ECARF). Pour plus d'informations, consultez le site <http://ecarf-stiegel.org/en/about-seal>.  
HACCP : Ce produit et les distributeurs avec lesquels il doit être utilisé ont été certifiés par HACCP International comme étant des produits d'hygiène des mains sûrs pour les aliments, adaptés à une utilisation dans des établissements qui fonctionnent conformément à un programme de sécurité alimentaire basé sur l'HACCP dans la classification de zone alimentaire d'éclaboussures ou de déversement.

\*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.